

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-do-rejestracji-zgryzuna-bazie-silikonow-addycyjnych-dmg-o-bite-2-x-50ml-p-1927.html>



Materiał do rejestracji zgryzu na bazie silikonów addycyjnych DMG O-Bite 2 x 50ml

| | |
|------|------------------|
| Cena | 210,00 zł |
|------|------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 909765 |
|------------------|---------------|

| | |
|-----------|------------|
| Producent | DMG |
|-----------|------------|

Opis produktu

DMG O-Bite automatycznie mieszany materiał do rejestracji zgryzu na bazie silikonów addycyjnych o dużej twardości A-93 (w skali Shore).

Właściwości:

- bardzo wytrzymały, jeden z najbardziej odpornych mas na pękanie wśród silikonów addycyjnych
- szybkie wiązanie (czas pracy 30 sek., czas wiązania ok. 90 sek.)
- przyjemny zapach
- minimalny opór przy zagryzaniu

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające.