

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-do-tymczasowych-wypełnień-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-cerkamed-calcipast-2-1g-p-1132.html>



## Materiał do tymczasowych wypełnień na bazie wodorotlenku wapnia Cerkamed Calcipast / 2,1g

Cena	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000391</b>
Producent	<b>Cerkamed</b>

### Opis produktu

#### **CALCIPAST materiał do tymczasowych wypełnień na bazie wodorotlenku wapnia.**

Substancja czynna: wodorotlenek wapnia 16%

Materiał wodorotlenkowo wapniowy wzbogacony siarczanem baru zalecany jest:

- jako opatrunek biologiczny w metodzie pośredniego i bezpośredniego przykrycia miazgi.
- jako czasowe wypełnienie kanałów korzeniowych

Wspomaga odbudowę uszkodzonych tkanek, działa remineralizująco.

Odpowiednio dobrany skład chemiczny zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Działa także wysuszająco, co ma ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych wysięków zapalnych.

CALCIPAST jest materiałem miękkim, nietwardniejącym, po umieszczeniu preparatu w kanale lub ubytku następuje natychmiastowe, kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów wapniowych.

CALCIPAST zawiera siarczan baru, który jest trudno przepuszczalny dla promieni rtg, co sprawia, że jest doskonale widoczny na zdjęciach.

CALCIPAST - pH=12,5-13

Dostępne opakowanie: strzykawka 2,1 g + zestaw aplikatorów.