

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-o-malej-lepkosci-coltene-speedex-light-body-140ml-p-1897.html>



## Materiał o małej lepkości COLTENE Speedex Light body / 140ml

Cena	<b>70,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>000254</b>
Producent	<b>Coltene</b>

### Opis produktu

W masach silikonowych **Speedex** została wykorzystana nowa technologia DCP (Dimension Controlling Precondensate - skraplanie z kontrolą wymiarową). Dzięki niej dostarczany jest C-silikon o jakości niemal porównywalnej z A-silikonem, który może być wykorzystany przy pracy w technice dwustopniowej, jednostopniowej równoczesnej i przy podścielaniu.

Charakterystyka:

- duża stabilność kształtu - model może być odlewany aż do 7 dni od zdjęcia wycisku;
- nawet przy najkrótszym czasie wiązania jest go wystarczającą dużo do prawidłowego zdjęcia wycisku, przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu lekarza i pacjenta;
- aktywowany powierzchniowo;
- duża odporność na rozrywanie, nie klei się, nie zostawia resztek w przestrzeniach międzyzębowych;
- może być dezynfekowany łagodnymi środkami dezynfekującymi;
- biokompatybilny, obojętny dla błony śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry rąk lekarza;
- zapewnia komfort pacjentowi (neutralny smak i zapach), nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny.

**Speedex Light Body to materiał o małej lepkości, ciemnoniebieski, przeznaczony do drugiej warstwy wycisku lub do strzykawek przy technice wycisku równoczesnego.**

Dostępne opakowanie: 140 ml.