

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-podscielajacy-do-protez-ruchomych-kettenbach-dental-mucopren-soft-zestaw-p-1626.html>



Materiał podścielający do protez ruchomych Kettenbach Dental Mucopren Soft zestaw

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001340
Producent	Kettenbach Dental

Opis produktu

Mucopren Soft jest trwale miękkim, trwałym materiałem podścielającym do protez ruchomych na bazie polisiloksanu winylu.

Zalety:

- Odporność na zanieczyszczenia
- Dobra podatność na przycinanie
- Nadzwyczajna siła wiązania do protezy
- Do aplikacji bezpośredniej i pośredniej

Właściwości produktu:

- Gładka, hydrofobowa powierzchnia silikonu
- Uszczelnienie na bazie silikonu
- Wysoka odporność na rozdarcia
- Opatentowany materiał wiążący

Korzyści:

- Optymalne wymagania zapewniające higieniczne warunki protezy
- Długie okresy in situ, większy komfort
- Nowoczesne właściwości materiału zapewniają łatwe, niezawodne użycie
- Duża wydajność

Zestaw zawiera:

- 1 x 50ml Mucopren Soft
- 1 x 50ml Mucopren Sealing Silicone
- 1 x 10ml Mucopren Adhesiv
- akcesoria