

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-wyciskowy-do-mieszania-recznego-kulzer-oxasil-putty-900ml-p-1224.html>



## Materiał wyciskowy do mieszania ręcznego KULZER Oxasil Putty / 900ml

Cena	<b>74,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#66077391</b>
Producent	<b>Kulzer</b>

### Opis produktu

**KULZER Oxasil Putty silikonowa masa wyciskowa do mieszania ręcznego (C-silikon).** Przeznaczona do wycisków w technice dwuczasewej. Materiał został opracowany przez twórców materiałów **Optosil/Xantopren**. Formuła Optosil/Xantopren zdobyła zaufanie w świecie stomatologii dzięki swoim właściwościom precyzyjnego odwzorowania szczegółów w pobieranych wyciskach.

Oxasil posiada efektywny system bazy i aktywatora, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych dostępnych tego typu produktów na rynku. Zapewnia charakterystykę pracy i jest doskonałym materiałem wyciskowym do mieszania ręcznego.

Właściwości Oxasil:

- efektywny system bazy i aktywatora
- krótki czas wiązania
- ekonomiczny
- łatwe mieszanie konsystencji Soft Putty
- zauważalny wzrost lepkości po mieszanii, przy równoczesnym zachowaniu płynności (dotykowa kontrola mieszania)
- idealna charakterystyka opracowywania w czasie pracy
- stosowany do standardowych wskazań oraz przypadków specjalnych (np. podścielenie protez ruchomych, wyciski czynnościowe, sprawdzanie okluzji, wyciski pod prace tymczasowe)
- Czas przeznaczony na odlewanie modeli gipsowych to ponad 21 dni\*\*
- miętowy smak

\* Aktywny system zachowuje się optymalnie i działa najszybciej w przypadku zastosowania pasty bazowej i aktywującej oxasil. Rezultaty przy zastosowaniu innych past bazowych nie są gwarantowane.

\*\* Pomiary wykonane przez Dział Badawczo-Rozwojowy Kulzer.

Opakowanie zawiera: **Oxasil Putty 1 x 900ml**