

Link do produktu: <https://higienadent.com/material-wyciskowy-na-bazie-polisiloksanu-winylu-bms-dental-silibest-900ml-p-1687.html>



Materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylu Bms Dental Silibest 900ml

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#000889
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Silibest materiał wyciskowy na bazie polisiloksanu winylu. Służy do pobierania wycisków precyzyjnych w technice jednofazowej, jak również do usuwania warstwy bazowej w technice sandwich. Nie wydziela substancji toksycznych w trakcie i po katalizie.

Cechy:

- nie klei się,
- łatwość użycia i mieszania,
- wysoka wytrzymałość na ściskanie i elastyczność podczas regeneracji,
- połączenie doskonałego początkowego przepływu i końcowej sztywności gwarantuje doskonałe wyniki dla wszystkich wycisków.

Twardość Shore'a: 65.

Żółty kolor.

Opakowanie: 900ml, miarka