

Link do produktu: <https://higienadent.com/maxcure-7-lampa-do-polimeryzacji-1-szt-p-2637.html>

MaxCure 7 lampa do polimeryzacji 1 szt.

Cena **269,60 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **001843**

Producent **Poldent**

Opis produktu

MaxCure 7 lampa do polimeryzacji.

Właściwości:

- bezprzewodowa
- lekka i intuicyjna w obsłudze
- do zastosowania przy wszystkich materiałach kompozytowych dostępnych na rynku
- diody LED (1x fioletowa, 2x niebieska)
- obracana główka (360°)
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem
- mocna, długodziałająca bateria 2600mAh (ponad 900 użyc w trybie 10 sekund po wystarczającym naładowaniu (około 4 godzin). Dodatkowo siła naświetlania lampy nie zmniejsza się przy niskim poziomie baterii, tzw. zasilanie stałe
- czterostopniowy tryb pracy : turbo, puls, ramp, full.
- trzy kolory do wyboru : biały, fioletowy i niebieski
- dwuletnia gwarancja (lampa) i roczna (bateria)

Specyfikacja		
Końcówka lampy		10 mm (śr.)
Długość fali światła		385-515 nm
Zastosowanie		Informacje ogólne
Tryb	P1	Turbo, 2500 mW/cm ² ± 10% przez 1,3 sekundy
	P2	Pełne, 1500 mW/cm ² 10% przez 5, 10, 15, 20 sekund
	P3	Rampa, pierwsze pięć sekund od 0-1500 mW/cm ² ± 10% następne 5, 10, 15, 20 sekund 1500 mW/cm ² ± 10%
	P4	Puls, 1500 mW/cm ² 10% przez 5, 10, 15, 20 sekund (z 1 sekundowym mignięciem pomiędzy)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , fiolet , niebieski