

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:52

Link do produktu: <https://higienadent.com/medal-rekaw-foliowo-papierowy-do-sterylizacji-5x200-p-1334.html>



## MEDAL rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji / 5x200

Cena	<b>38,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>0296</b>
Producent	<b>MEDAL</b>

### Opis produktu

**Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji - idealnie nadający się do sterylizowania w autoklawie.** Przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną. Każdy rękaw wykonany jest z wysokiej jakości niepylącego papieru oraz przezroczystej folii, co powoduje, że bez problemu można zobaczyć jakie przedmioty zostały poddane sterylizacji.

Opakowanie: rękaw 5cm x 200m