

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:50

Link do produktu: <https://higienadent.com/medal-rekaw-foliowo-papierowy-do-sterylizacji-7-5x200-p-834.html>



## MEDAL rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji / 7,5x200

Cena	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MAT000353</b>
Producent	<b>MEDAL</b>

### Opis produktu

**Rękaw papierowo - foliowy do sterylizacji** - idealnie nadający się do sterylizowania w autoklawie. Przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną. Każdy rękaw wykonany jest z wysokiej jakości niepalącego papieru oraz przezroczystej folii, co powoduje, że bez problemu można zobaczyć jakie przedmioty zostały poddane sterylizacji.

Opakowanie: rękaw 7,5cm x 200m