

Link do produktu: <https://higienadent.com/medal-samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-19x33-p-843.html>



MEDAL samoprzylepne torebki do sterylizacji / 19x33

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 85,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | MAT000469 |
| Producent | MEDAL |

Opis produktu

Jednorazowe, papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne do zastosowania w medycynie. Opakowania stosuje się do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego poddawanego procesom sterylizacji w autoklawach parowych, sterylizatorach tlenkiem etylenu i radiacyjnych.

Chronią w czasie przechowywania i transportu sterylne narzędzia medyczne przed wtórnym mikrobiologicznym i mechanicznym zanieczyszczeniem.

Opakowanie: 200 szt.