

Link do produktu: <https://higienadent.com/medal-samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-9x13-5-p-840.html>



MEDAL samoprzylepne torebki do sterylizacji / 9x13,5

Cena	21,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT000442
Producent	MEDAL

Opis produktu

Jednorazowe, papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne do zastosowania w medycynie. Opakowania stosuje się do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego poddawanego procesom sterylizacji w autoklawach parowych, sterylizatorach tlenkiem etylenu i radiacyjnych.

Chronią w czasie przechowywania i transportu sterylne narzędzia medyczne przed wtórnym mikrobiologicznym i mechanicznym zanieczyszczeniem.

Opakowanie: 200 szt.