

Link do produktu: <https://higienadent.com/medical-brokers-comfort-igly-do-endoirygacji-z-dwoma-bocznymi-otworami-100szt-p-2944.html>



Medical Brokers Comfort igły do endoirygacji z dwoma bocznymi otworami 100szt.

Cena	89,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Medical Brokers

Opis produktu

Medical Brokers igły do endoirygacji z dwoma bocznymi otworami. Jednorazowe, apirogenne, sterylne. Przeznaczone w stomatologii do endoirygacji; płukania kanałów korzeniowych, płukania kieszonek, do przemywania ran.

Rozmiar igły do endoirygacji:

- 0,3x25 - żółte (30G x 1"),
- 0,5x25 - pomarańczowe (25G x 1"),
- inne rozmiary dostępne na zamówienie.

Opakowanie: 100szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

igły rozmiar: 30G