

Link do produktu: <https://higienadent.com/medical-brokers-igly-do-endoirygacji-z-jednym-bocznym-otworem-100szt-p-2943.html>



Medical Brokers igły do endoirygacji z jednym bocznym otworem 100szt.

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Medical Brokers

Opis produktu

Medical Brokers igły do endoirygacji z bocznym otworem. Jednorazowe, apirogenne, sterylne. Przeznaczone w stomatologii do endoirygacji; płukania kanałów korzeniowych, płukania kieszonek, do przemywania ran.

Rozmiar igły do endoirygacji:

- 0,3x25 - żółte (30G x 1"),
- 0,5x25 - pomarańczowe (25G x 1"),
- inne rozmiary dostępne na zamówienie.

Opakowanie: 100szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

igły rozmiar: 25G , 30G