

Link do produktu: <https://higienadent.com/medilab-propper-twindicator-test-kontroli-sterylizacji-para-wodna-typ-4-250szt-p-3380.html>



Medilab Propper Twindicator test kontroli sterylizacji parą wodną typ 4 250szt.

Cena	63,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Medilab

Opis produktu

Medilab Propper Twindicator test kontroli sterylizacji parą wodną, w temp. 121°C i 134°C.

Wieloparametrowy, paskowy, klasy 4. Z możliwością podziału, do wykorzystania na małych i dużych pakietach. Łatwe użycie, bezproblemowy odczyt wyniku testu.

Opakowanie: Medilab Propper Twindicator 250 szt. testów długości 20 cm (500szt. testów długości 10 cm)