

Link do produktu: <https://higienadent.com/meta-biomed-ceraseal-bioceramiczny-uszczelniacz-kanalow-korzeniowych-na-bazie-krzemianu-wapnia-2g-p-2664.html>



Meta Biomed Ceraseal bioceramiczny uszczelniacz kanałów korzeniowych na bazie krzemianu wapnia 2g

Cena	650,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	Meta Biomed
-----------	--------------------

Opis produktu

Meta Biomed Ceraseal bioceramiczny uszczelniacz kanałów korzeniowych na bazie krzemianu wapnia.

Właściwości:

- doskonałe właściwości antybakteryjne (wysokie pH wodorotlenku wapnia $\text{Ca}(\text{OH})_2$ zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii),
- po utwardzeniu materiał zachowuje swoją objętość - nie kurczy się ani nie rozszerza,
- wygodny, gotowy do użycia uszczelniacz w strzykawce,
- płynna konsystencja pasty,
- doskonałe uszczelnienie, wysoka biokompatybilność - Ceraseal to bioceramiczny uszczelniacz nowej generacji,
- czas wiązania 3,5 godz.,
- zapobiega wypłukiwaniu,
- trwałe uszczelnianie kanału korzeniowego,
- trwałe uzupełnienie kanałów korzeniowych po usunięciu żywej miazgi, po zgorzeli miazgi,
- nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich,
- krótszy czas wiązania,
- nietoksyczny,
- strzykawka z gotowym roztworem o płynnej konsystencji pasty.

Opakowanie zawiera: 1x strzykawka CeraSeal 2g, końcówki mieszające 15szt.