

Link do produktu: <https://higienadent.com/meta-biomed-eq-s-endo-aktywator-do-plukania-kanalow-korzeniowych-1szt-p-2747.html>



Meta Biomed EQ-S Endo aktywator do płukania kanałów korzeniowych 1szt.

Cena	1 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Meta Biomed

Opis produktu

Meta Biomed EQ-S Endo aktywator przeznaczony do irygacji kanałowej.

Właściwości:

- bezprzewodowy,
- silna i bezpieczna dezynfekcja kanału,
- trójwymiarowa aktywacja roztworów (technologia Active Flow),
- końcówka polimerowa Active Flow to łatwiejszy dostęp do zakrzywionych kanałów,
- końcówka polimerowa Active Flow to kodowanie kolorami,
- końcówka polimerowa Active Flow to to mniejszy nacisk na otwór wierzchołkowy,
- końcówka polimerowa Active Flow jest jednorazowa.

Wymiary: 24 (szerokość) x 25 (wysokość) x183 (długość)

Waga: 43g

Czas ciągłej pracy: 9h

Dostępny kolor: szary lub różowy.

Opakowanie zawiera:

EQ-SG EQ-S Gray - urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.

lub:

EQ-SP EQ-S Pink - urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.

+ dodatki:

EQ-STIP15/02 EQ-S końcówka do urządzenia biała 15/02, 30szt.

EQ-STIP25/02 EQ-S końcówka do urządzenia czerwona 25/02, 30szt.

EQ-STIP35/02 EQ-S końcówka do urządzenia zielona 35/02, 30szt.