

Link do produktu: <https://higienadent.com/meta-biomed-igly-do-pistoletu-eqv-6szt-p-2905.html>

Meta Biomed igły do pistoletu EQV 6szt.



Cena	269,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Meta Biomed

Opis produktu

Meta Biomed igły do pistoletu EQV przeznaczone do ekstruzji gutaperki.

Igły do pistoletu EQ-V firmy Meta Biomed - narzędzia przeznaczone do precyzyjnego wypełniania kanałów korzeniowych termoplastyczną gutaperką. Są one kompatybilne z systemem EQ-V Fill, umożliwiającym efektywną ekstruzję uplastycznionej gutaperki do kanału korzeniowego. Igły są wielokrotnego użytku, można je sterylizować w autoklawie (do 132°C czas: 4 minuty) zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy. Igły do pistoletu EQ-V są łatwe w montażu i demontażu, co dodatkowo zwiększa komfort pracy dla stomatologa. Ich konstrukcja umożliwia precyzyjne i kontrolowane podawanie uplastycznionej gutaperki, co jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów leczenia endodontycznego.

System EQ-V został zaprojektowany z myślą o uproszczeniu i przyspieszeniu procesu wypełniania kanałów korzeniowych. Dzięki ergonomicznemu designowi i zaawansowanej technologii, system EQ-V zapewnia skuteczne i szczelne wypełnienie kanału, minimalizując ryzyko powikłań.

Dostępne rozmiary:

- 23G,
- 25G.

Opakowanie: 6szt. igieł w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

igły rozmiar: 23G , 25G