

Link do produktu: <https://higienadent.com/mikrohybrydowy-material-kompozytowy-z-nanowypelniaczem-gc-g-aenial-27ml-p-710.html>



## Mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem GC G-Aenial / 2.7ml

Cena	<b>196,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>004678</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**G-aenial mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem do estetycznych wypełnień wszystkich klas ubytków. Uniwersalny materiał do prostych w wykonaniu niewidocznych wypełnień. Wprowadza system doboru odcienia uwzględniający wiek pacjenta.**

Wskazania:

- Wypełnienia ubytków wszystkich klas
- Wysoko estetyczne odbudowy techniką jedno lub wieloodcieniową

Zalety:

- Unikalna kompozycja zapewniająca naturalne odbicie światła
- Wysokie rozpraszanie światła gwarantujące niewidoczność
- Odbudowa z pojedynczym odcieniem jest estetycznie „niewidoczną”.
- Bardziej niezwykle efekty estetyczne można uzyskać przy wykorzystaniu dodatkowych odcieni.
- Koncepcja odcieni zorientowana na efekt końcowy
- Łatwość pracy
- Dobra polerowalność
- bardzo dobra widoczność na zdjęciach rtg.
- wysoka odporność na złamanie oraz duża wytrzymałość na zginanie w połączeniu z niskim modułem elastyczności

Dostępne kolory:

Odcienie Anterior:

Standardowe: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD

Specjalne wewnętrzne: AO2, AO3, AO4

Specjalne zewnętrzne: JE, AE, SE, IE, TE, CVE.

Odcienie Posterior:

Standardowe: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Specjalne zewnętrzne: P-JE, P-IE.

Dostępne opakowanie: strzykawka 2.7 ml (4.7 g) dla wersji Anterior i 2.7 ml (5.5 g) dla wersji Posterior. w wybranym kolorze.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A20 , A3 , A3,5 , A30 , AE , B1 , BW , JE , PA1 , PA2 , PA3 , PA3,5 , XBW