

Link do produktu: <https://higienadent.com/modyfikowany-zywica-cement-glasjonomerowy-gc-fuji-plus-kapsulki-a3-50-szt-p-252.html>



Modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy GC Fuji Plus Kapsułki A3/ 50 szt.

Cena	570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	003210
Producent	GC

Opis produktu

Fuji Plus to modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania prac protetycznych.

Zalety:

- łatwy w mieszaniu i stosowaniu;
- właściwości mechaniczne zbliżone do właściwości cementów kompozytowych;
- samoistna adhezja do tkanek zęba (z pominięciem złożonych i wrażliwych na wilgoć procedur bondingu);
- dobra adhezja do metalu, żywic i silanizowanej porcelany; minimalna grubość warstwy ułatwiająca osadzenie i poprawiająca przyleganie;
- brak nadwrażliwości pozabiegowej;
- optymalna szczelność brzeżna;
- stałe uwalnianie fluoru na wysokim poziomie;
- dobra widoczność na zdjęciach RTG.

Wskazania: uniwersalny cement do osadzania uzupełnień ze stopów metali, wkładów ceramicznych, wzmocnionych koron i mostów ceramicznych oraz wszelkich akrylowych i kompozytowych koron, wkładów, nakładów i mostów.

Dostępne kolory: A3, żółty.

Dostępne opakowania: kapsułki o pojemność 0,19ml / 50 szt.