

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 08:55

Link do produktu: <https://higienadent.com/molteni-antema-tampony-kolagenowe-50szt-p-3004.html>



## Molteni Antema tampony kolagenowe 50szt.

Cena	<b>199,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Molteni</b>

### Opis produktu

**Molteni Antema niealergizujący środek hamujący krwawienie w postaci liofilizowanych tamponów, sterylne, wchłaniający.**

Produkt stosowany w stomatologii po ekstrakcji zębów oraz chirurgii stomatologicznej. Zawiera oczyszczony koński kolagen.

**Rozmiar:** 1 x 1 x 0,5cm.

**Opakowanie:** 50szt.