

Link do produktu: <https://higienadent.com/nanohybrydowy-material-kompozytowy-ivoclar-vivadent-zestaw-evetric-8-4-x-35-g-p-1946.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY
ZDJĘCIE PRODUKTU

Nanohybrydowy materiał kompozytowy Ivoclar Vivadent zestaw Evetric / 8 + 4 x 3.5 g

Cena	865,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Ivoclar Vivadent zestaw Evetric jest światłoutwardzalnym, nanohybrydowym materiałem kompozytowym, dającym kontrast na zdjęciach rentgenowskich, przeznaczonym do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.

Zalety materiału:

- Nano-pigmenty – cząsteczki wypełniacza odpowiadające za imponujący efekt kameleona
- Różne stopnie przezierności kolorów zębinowych i szkliniwnych odpowiadające za bardzo naturalny wygląd wypełnień w zębach w odcinku przednim i bocznym
- Materiał dostępny w 10-ciu odcieniach
- Funkcjonalny wypełniacz odpowiedzialny za doskonałe właściwości materiału jeśli chodzi o kontrast na zdjęciach rentgenowskich - 400% Al

Wskazania:

- Ubytki klasy I-V
- Wypełnienia w zębach mlecznych
- Poszerzone uszczelnianie bruzd
- Licówki bezpośrednie
- Szynowanie ruchomych zębów

Opakowanie zawiera:

8 strzykawk (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A 3.5 DENTIN),
4 strzykawki (2x A2, 2x A3) z Bondem (Evetric bond 6g).