

Link do produktu: <https://higienadent.com/narol-dental-korony-tymczasowe-z-poliweglanu-pc-122szt-p-2609.html>



Narol-Dental korony tymczasowe z poliwęglanu (PC) 122szt.

Cena	80,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00324
Producent	Narol-Dental

Opis produktu

Korony tymczasowe Narol-Dental z poliwęglanu (PC) to zestaw 122 sztuk jednorazowych koron protetycznych, przeznaczonych do tymczasowego osłaniania zębów przednich i przedtrzonowców. Do zastosowania w stomatologii w leczeniu wielu stanów chorobowych miazgi.

Cechy produktu:

- **materiał:** wykonane z poliwęglanu, co zapewnia elastyczność i odporność na ścieranie.
- **dopasowanie:** łatwe do formowania i dopasowania do kształtu zęba, co umożliwi precyzyjne osadzenie.
- **zastosowanie:** idealne do tymczasowego osłaniania zębów podczas leczenia endodontycznego, protetycznego lub w okresie oczekiwania na stałe uzupełnienie.
- **służą do osłony wszystkich powierzchni zębów w trakcie ich leczenia:** biologicznego, endodontycznego i protetycznego. Stosuje się je wtedy gdy pozostałe zdrowe ściany ubytku nie gwarantują stabilnego utrzymania opatrunku z Ca(OH)₂ oraz cementu prowizorycznego a bezwzględnie po preparacji zęba pod koronę laną.

KORONY TYMCZASOWE Z POLIWEGLANU (PC)	
SIEKACZE GÓRNE CENTRALNE:	116 ↔ 126
SIEKACZE GÓRNE BOCZNE:	215 ↔ 225
KŁY:	316 ↔ 326
PRZEDTRZONOWCE:	405 ↔ 401
SIEKACZE DOLNE:	501 ↔ 505
TRZONOWCE:	616 ↔ 626

	116	115	114	113	112	111	121	122	123	124	125	126	
	215	214	213	212	211	221	222	223	224	225			
	316	315	314	313	312	311	321	322	323	324	325	326	
	405	404	403	402	401	501	502	503	504	505			
	615	614	613	612	611	621	622	623	624	625			

Ryc. 3 - Schemat oznaczania koron w zestawie, w trzycyfrowym oznaczeniu:

- pierwsza cyfra oznacza **ząb**,
- druga cyfra oznacza **stronę**,
- trzecia cyfra oznacza **rozmiar**,
- dla siekaczy dolnych druga cyfra **0** oznacza stronę tak prawą jak i lewą,
- dla przedtrzonowców dodatkowo jeszcze szczękę lub żuchwę.

Opakowanie: 122 szt.