

Link do produktu: <https://higienadent.com/nici-chirurgiczne-amifil-10szt-p-1536.html>



Nici chirurgiczne Amifil 10szt.

Cena	42,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000065
Producent	Sinpo

Opis produktu

Amifil sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego, niewchłaniające i sterylizowane tlenkiem etylenu.

Charakteryzuje je duża gładkość powierzchni, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym.

Nici chirurgiczne Amifil M produkowane są w odcinkach z igłami atraumatycznymi różnych typów, o ostrzach stożkowych i odwrotnie tnących o długościach 45 i 75 cm, oraz bez igieł o długości 100 cm.

Opakowanie zawiera: 10 saszetek nici w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar nici: 2-0 2MB202 75cm , 3-0 2MA , 3-0 2MA302 75cm , 3-0 2MA304 45cm , 3-0 2MD302 75cm , 3-0 2MO302 75cm , 4-0 2MA402 75cm , 4-0 2MN404 45cm , 4-0 2MO402 75cm , 5-0 2M0504 45cm