

Link do produktu: <https://higienadent.com/niewchlaniaalne-nici-chirurgiczne-dafilon-1szt-p-2107.html>



## Niewchłaniaalne nici chirurgiczne Dafilon 1szt.

Cena	<b>7,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001122</b>
Producent	<b>B.BRAUN</b>

### Opis produktu

**Dafilon - niewchłaniaalne nici chirurgiczne z poliamidu**, jednowłókninowe - barwione na niebiesko. Odznaczają się łatwością stosowania, są miękkie, gładkie i ekonomiczne.

Dafilon to monofilamentowy szew niewchłaniaalny, niepowlekany, wykonany z polimeru Poliamidu 6/66 (niebieski lub bezbarwny) lub Poliamidu 6.6 (czarny). Dafilon niebieski i bezbarwny są przeznaczone dla zamykania ran powierzchniowych oraz chirurgii plastycznej. Dafilon czarny jest używany w mikrochirurgii i okulistyce.

Zalety:

- elastyczny, łatwy w manipulowaniu i wiązaniu
- gładkość przejścia przez tkanki
- idealna zgodność tkankowa

Wskazania:

- szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- mikrochirurgia
- chirurgia okulistyczna

Opakowanie: 1 saszetka (igła + nić)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 3/0 DS 16 , 3/0 DS 19 (45CM) , 3/0 DS 19 (75CM) , 3/0 DS 24 , 4/0 DS 16 , 4/0 DS 19 , 4/0 DS 24 (75CM) , 5/0 DS 12 , 5/0 DS 16 , 5/0 DS 19 , 5/0 DS 24 , 6/0 DS 12