

Link do produktu: <https://higienadent.com/nordin-glassix-wklady-koronowo-korzeniowe-z-wlokna-szklanego-zestaw-18szt-p-3426.html>



Nordin Glassix wkłady koronowo - korzeniowe z włókna szklanego zestaw 18szt.

Cena	409,99 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	Nordin
-----------	---------------

Opis produktu

Nordin Glassix wkłady koronowo - korzeniowe z włókna szklanego są wysoce retencyjnym, pozbawionym zawartości metalu systemem wkładów.

Zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicznej matrycy.

Cechy i zalety:

- Elastyczność wkładów Glassix jest bardziej zbliżona do elastyczności zębiny niż jest to w przypadku wkładów metalowych, znacznie lepiej przenoszą siły pochodzące z urazów.
- Wkład można łatwo wyjąć, jeśli potrzebne jest powtórne leczenie kanałowe.
- Biały, prześwitujący kolor minimalizuje możliwość wystąpienia przebarwień przy odbudowach, w których zębina jest bardzo cienka.
- Można je łatwo skrócić.
- Wkłady Glassix wiążą z cementami na bazie żywicy i wszystkimi kompozytami.

Opakowanie: zestaw Glassix 18 wkładów (po 6 sztuk w rozmiarze #2, #3 i #4, oraz po 3 poszerzacze (rozmiary #2, #3, #4)).