

Link do produktu: <https://higienadent.com/nordin-pozlacane-wklady-koronowo-korzeniowe-12szt-p-3428.html>



## Nordin pozłacane wkłady koronowo-korzeniowe 12szt.

Cena	<b>34,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Nordin</b>

### Opis produktu

#### **Nordin pozłacane wkłady koronowo-korzeniowe.**

#### **Właściwości:**

- cylindrowy kształt zapobiega pęknięciu korzenia (naprężenia),
- kształt i "główka" wkładu są zbudowane tak aby najlepiej i najłatwiej odbudować koronę zęba.

#### **Produkt wymaga sterylizacji przed pierwszym użyciem!**

Do użycia z odpowiednimi poszerzaczami przeznaczonymi do przygotowania zęba pod wkłady koronowe.

**Opakowanie:** uzupełniające 6szt. w wybranym rozmiarze.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Nordin:** L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , LX4 , LX6 , M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6 , S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6