

Link do produktu: <https://higienadent.com/nordin-tytanowe-wklady-koronowo-korzeniowe-6szt-p-3427.html>



Nordin tytanowe wkłady koronowo-korzeniowe 6szt.

Cena	46,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Nordin

Opis produktu

Nordin tytanowe wkłady koronowo-korzeniowe.

Właściwości:

- tytan obojętny dla tkanki, nie powoduje reakcji galwanicznych,
- cylindrowy kształt zapobiega pęknięciu korzenia (naprężenia),
- kształt i "główka" wkładu są zbudowane tak aby najlepiej i najłatwiej odbudować koronę zęba.

Produkt wymaga sterylizacji przed pierwszym użyciem!

Do użycia z odpowiednimi poszerzaczami przeznaczonymi do przygotowania zęba pod wkłady koronowe.

Opakowanie: uzupełniające 6szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nordin: L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , LX4 , LX6 , M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6 , S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6