

Link do produktu: <https://higienadent.com/nowa-wersja-bms-dental-noz-elektrochirurgiczny-elektrokoagulator-1szt-p-3617.html>



NOWA WERSJA! BMS Dental nóż elektrochirurgiczny elektrokoagulator 1szt.

Cena	2 299,00 zł
Cena poprzednia	2 530,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000831
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Nóż elektrochirurgiczny z koagulatorem. Do zastosowania w stomatologii, medycynie, medycynie estetycznej, weterynarii. Nowsza, bardziej udoskonalona wersja swojego poprzednika.

Nowoczesny design, lżejsza konstrukcja, więcej akcesoriów. Zaawansowana technologia, precyzyjna praca.

- **Nowa wersja** elektrokoagulatora BMS Dental to zdecydowany krok w stronę nowoczesności: oferuje lepszą ergonomię, wyższą precyzję, prostsze sterowanie i estetyczny design. Idealna do intensywnego użytkowania w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych.
- **Starsza wersja** nadal spełnia podstawowe funkcje, jednak wymaga większej uwagi przy obsłudze, sterowaniu i konserwacji.



Kategoria	Nowa wersja (zdjęcie 1)	Starsza wersja (zdjęcie 2)
Design i obudowa	Nowoczesna, kompaktowa, cyfrowy wyświetlacz, estetyczny panel	Tradycyjna, większa obudowa, analogowe pokrętki i przyciski
Sterowanie mocą	Precyzyjne – pokrętko z cyfrowym wskaźnikiem mocy (LED)	Manualne pokrętki, brak wyświetlacza
Tryby pracy	Wyraźnie oznaczone przyciski: CUT, CUT1, CUT2, COAG	Mniej intuicyjne oznaczenia trybów na panelu
Interfejs użytkownika	Kolorowy panel, przyciski dotykowe lub wciskane	Prosty panel z klasycznymi przełącznikami
Kompatybilność	Nowsze złącza, szeroka zgodność z końcówkami i akcesoriami	Starsze złącza, ograniczona kompatybilność
Sterylizacja i higiena	Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia	Trudniejsza do czyszczenia obudowa i elementy zewnętrzne
Precyzja i bezpieczeństwo	Zmodernizowane zabezpieczenia i regulacja parametrów pracy	Podstawowe zabezpieczenia
Zastosowanie kliniczne	Doskonały do nowoczesnych procedur stomatologicznych	Wciąż funkcjonalny, ale bardziej ograniczony technologicznie



- 1 POKRĘTŁO DO REGULACJI POZIOMU MOCY WYJŚCIOWEJ FUNKCJI
- 2 WSKAŹNIK REGULACJI POZIOMU MOCY WYJŚCIOWEJ FUNKCJI
- 3 PRZYCISK WYBORU FUNKCJI CUT
- 4 PRZYCISK WYBORU FUNKCJI CUT 1
- 5 PRZYCISK WYBORU FUNKCJI CUT 2
- 6 KLAWISZ WYBORU FUNKCJI COAG
- 7 ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA ELEKTRODY NEUTRALNEJ
- 8 ZŁĄCZE RĘKOJEŚCI
- 9 ZŁĄCZE PEDAŁU

Zestaw zawiera :

- kabel zasilający
- rękojeść bezprzyciskowa
- pojedynczy, wodoszczelny pedał
- neutralna elektroda młotkowa
- kabel podłączeniowy do elektrody neutralnej
- zestaw elektrod mieszanych 10szt.