

Link do produktu: <https://higienadent.com/nowoczesna-monochromatyczna-alginatowa-masa-wyciskowa-zhermack-hydrogum-5-453g-p-1295.html>



## Nowoczesna monochromatyczna alginatowa masa wyciskowa Zhermack Hydrogum 5 / 453g

Cena	<b>43,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>C302070</b>
Producent	<b>Zhermack</b>

### Opis produktu

#### Zhermack Hydrogum 5

Nowoczesna monochromatyczna alginatowa masa wyciskowa produkowana z zastosowaniem najnowszych technologii, przeznaczona do pobierania wycisków przy wykonywaniu protez częściowych osiadających i szkieletowych oraz na modele diagnostyczne. Pakowana bez dostępu powietrza atmosferycznego. Nowoczesna formuła umożliwia odlanie modelu z wycisku nawet wiele godzin od czasu jego pobrania.

#### Zalety:

- nie zawiera metali ciężkich, nie rozplywa się w ustach
- bardzo szybka absorpcja wody
- stabilność wymiarów do 5 dni (120 godzin)
- gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku.
- delikatny zapach owoców mangustan gwarancją komfortu pacjenta
- wysoka precyzja w odtwarzaniu detali

#### Charakterystyka:

- kolor - fioletowy
- krótki czas pracy i wiązania w jamie ustnej
- tiksotropowość
- twardość po związaniu

Opakowanie: 453g