

Link do produktu: <https://higienadent.com/nowoczesny-kompozyt-typu-flow-arkona-flow-color-1g-p-101.html>

## Nowoczesny kompozyt typu flow - ARKONA Flow-Color / 1g



Cena	<b>42,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000209</b>
Producent	<b>Arkona</b>

### Opis produktu

**Flow-Color to nowoczesny, światłoutwardzalny kompozyt typu flow o wyjątkowej kolorystyce, dostępny w dziewięciu barwach: białej, czarnej, czerwonej, fioletowej, niebieskiej, pomarańczowej, różowej, zielonej i żółtej. Jest to pierwszy tego rodzaju produkt na polskim rynku, stworzony z myślą o najmłodszych pacjentach gabinetów stomatologicznych.** Dzięki szerokiej gamie kolorów, Flow-Color umożliwia tworzenie atrakcyjnych wypełnień, co może zwiększyć komfort i akceptację leczenia u dzieci. Ponadto, zastosowanie kolorowych kompozytów pozwala na łatwe odróżnienie materiału od naturalnej tkanki zęba, co ułatwia kontrolę i ewentualne przyszłe interwencje.

#### Zastosowanie:

- Wypełnienia ubytków klas I, II, III, IV i V według klasyfikacji Blacka.
- Lakowanie zębów mlecznych i stałych.
- Szynowanie tymczasowe.
- Oznaczanie ujść kanałów po leczeniu endodontycznym.
- Utrzymywanie przestrzeni międzyzębowych.
- Podnoszenie wysokości zwarcia.

#### Parametry produktu:

- Wytrzymałość na zginanie 85-115 MPa
- Chłonność wody  $17,7 \pm 1,5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpuszczalność w wodzie  $2,4 \pm 1,3 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Opakowanie: strzykawka 1g w wybranym kolorze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolory:** biały , czarny , czerwony , fiolet , niebieski , pomarańcz , różowy , zielony , żółty