

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-cyfrowy-endometr-ipex-ii-1szt-p-2748.html>



## NSK Cyfrowy endometr iPex II 1szt.

Cena	<b>3 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>NSK</b>

### Opis produktu

**NSK Cyfrowy endometr iPex II, przeznaczony do mierzenia odległości do końca kanału zębowego.**

#### Właściwości:

- precyzja pracy
- minimalizacja zakłóceń podczas pracy dzięki technologii SmartLogic
- lokator pozycji szczytowej
- stabilny, szybki i dokładny pomiar
- czytelny wyświetlacz
- duży monitor
- zasilany na baterie AAA
- ciągłość pracy 60h
- wymiary: 60x60x86
- waga bez baterii: 76g
- kompatybilny z silnikami End-Mate

**Opakowanie:** 1szt., akcesoria.