

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-flash-pearl-piasek-do-piaskarki-saszetki-15g-p-3182.html>



## NSK Flash Pearl piasek do piaskarki saszetki 15g

Cena	<b>7,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>NSK</b>

### Opis produktu

**Piasek NSK Flash Pearl to czyszczący proszek przeznaczony do piaskarek stomatologicznych.** Proszek zapewnia pacjentom delikatne czyszczenie powierzchni zębów. Sekretem intensywnego czyszczenia i gładkiego wykończenia są cząstki kuliste na bazie wapnia.

- Proszek o średniej wielkości cząstek 54 µm przemieszcza się tak, jakby przechodził przez powierzchnię zęba, ograniczając uszkodzenie powierzchni zęba i szybko usuwając płytkę nazębną i przebarwienia
- Leczenie "FLASH pearl" skutecznie działa w krótkim czasie, co zachęca pacjentów do zaplanowania regularnych terminów czyszczenia.

#### Cechy:

- szybkie czyszczenie w ciasnych przestrzeniach
- brak zasolenia, łagodne składniki o małym wpływie na pacjentów
- zminimalizowane zapychanie dysz

#### Zalety:

- Wydajne czyszczenie
- Szybkie wyniki
- Miękki i delikatny
- Nie zawiera sodu
- Biodegradowalny

**Opakowanie:** saszetka 15g