

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 02:41

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-koncowka-do-skalera-g1-nksatalec-1szt-p-3311.html>



## NSK końcówka do skalera G1 NSK/Satalec 1szt.

Cena	<b>179,99 zł</b>
------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Numer katalogowy	<b>A</b>
------------------	----------

Producent	<b>NSK</b>
-----------	------------

### Opis produktu

#### **NSK Kończówka do skalera G1.**

Przeznaczona do usuwania kamienia nazębnego z przednich zębów, z szyjki zębów trzonowych i do usuwania kamienia spod dziąseł. Kompatybilna z NSK/Satalec.

**Opakowanie:** 1szt.