

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-olej-pana-spray-plus-500ml-p-211.html>



NSK olej Pana Spray Plus 500ml

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	650 3
Producent	NSK

Opis produktu

Pana Spray Plus olej do końcówek oraz mikrosilników napędzanych sprężonym powietrzem. Odpowiednio opracowana receptura zapewnia dostarczenie właściwej dawki oleju do elementów obrotowych końcówki. Olej Pana Spray Plus oczyszcza i dezynfekuje końcówkę ponieważ zawiera w składzie odpowiedni alkohol. Regularne stosowanie oleju przedłuża bezawaryjne funkcjonowanie końcówek.

Opakowanie: 500ml