

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-perio-mate-powder-specjalistyczny-piasek-do-piaskarki-do-zabiegow-perio-160g-p-3612.html>



NSK Perio Mate Powder specjalistyczny piasek do piaskarki do zabiegów perio 160g

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	NSK

Opis produktu

NSK Perio Mate Powder to wysokiej jakości, ultradrobny piasek do stosowania z urządzeniem NSK Perio-Mate, przeznaczony do delikatnego i skutecznego usuwania biofilmu z kieszonek przyzębnych oraz okolic poddziąsłowych.

Cechy:

- **Maksymalna delikatność.** Droбноziarnisty proszek oparty na glicynie (średnica cząsteczki ok. 25 µm) zapewnia skuteczne czyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla tkanek miękkich i powierzchni korzeni.
- **Skuteczne usuwanie biofilmu.** NSK Perio Mate Powder doskonale sprawdza się w usuwaniu biofilmu bakteryjnego z trudno dostępnych miejsc – kieszonek dziąsłowych, wokół implantów, czy wzdłuż linii dziąseł.
- **Biokompatybilność i bezpieczeństwo.** Dzięki naturalnej glicynie produkt jest dobrze tolerowany przez organizm, a jego stosowanie nie powoduje uszkodzeń mechanicznych ani podrażnień.
- **Kompatybilność.** Przeznaczony do użycia z systemem NSK Perio-Mate – tworzy z nim skuteczny duet do profesjonalnej profilaktyki periodontologicznej.

Zastosowanie:

- Profilaktyka i leczenie chorób przyzębia
- Oczyszczanie okolic poddziąsłowych
- Higiena wokół implantów i wrażliwych struktur
- Bezpieczne usuwanie biofilmu z głębokich kieszonek

NSK Perio Mate Powder to produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagających procedurach periodontologicznych. Zapewnia skuteczność i komfort zarówno dla pacjenta, jak i operatora, pozwalając na bezpieczne i efektywne oczyszczanie nawet głębokich struktur przyzębia.

Opakowanie: 160g