

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-piasek-do-piaskarki-flash-pearl-300g-p-1203.html>

NSK Piasek do piaskarki Flash Pearl 300g



Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	NSK

Opis produktu

Piasek NSK zapewnia znakomite wyniki czyszczenia. Nie jest słony! Proszek zapewnia pacjentom delikatne czyszczenie powierzchni zębów. Sekretem intensywnego czyszczenia i gładkiego wykończenia są cząstki kuliste na bazie wapnia.

- Proszek o średniej wielkości cząstek 54 µm przemieszcza się tak, jakby przechodził przez powierzchnię zęba, ograniczając uszkodzenie powierzchni zęba i szybko usuwając płytkę nazębną i przebarwienia
- Leczenie "FLASH pearl" skutecznie działa w krótkim czasie, co zachęca pacjentów do zaplanowania regularnych terminów czyszczenia.

Cechy:

- szybkie czyszczenie w ciasnych przestrzeniach
- brak zasolenia, łagodne składniki o małym wpływie na pacjentów
- zminimalizowane zapychanie dysz

Zalety:

- Wydajne czyszczenie
- Szybkie wyniki
- Miękki i delikatny
- Nie zawiera sodu
- Biodegradowalny

Opakowanie: butelka 300g