

Link do produktu: <https://higienadent.com/nsk-tabletki-do-czyszczenia-komory-autoklawu-regenerujace-10szt-p-3266.html>



NSK tabletki do czyszczenia komory autoklawu regenerujące 10szt.

Cena	167,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	NSK

Opis produktu

NSK Tabletki do czyszczenia komory autoklawu, regenerujące.

Należy umieścić tabletkę czyszczącą w komorze autoklawu, po uruchomieniu cyklu czyszczącego usunie ona kamień i pozostałości brudu ze zbiornika.

Zalecane jest stosowanie raz na pół roku.

Opakowanie: tabletki 10szt.