

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-poliwinylosiloksanowa-typu-a-zhermack-occlufast-rock-2-x-50ml-p-1155.html>



Masa poliwinylosiloksanowa typu A Zhermack Occlufast Rock / 2 x 50ml

Cena **142,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **C200726**

Producent **Zhermack**

Opis produktu

Zhermack Occlufast Rock materiał przeznaczony do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki, równoczesnych wycisków szczęki i żuchwy.

Masa poliwinylosiloksanowa typu A do rejestracji stosunków przestrzennych między żuchwą a szczęką. Materiał przeznaczony do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki, równoczesnych wycisków szczęki i żuchwy. Automatyczny system mieszania zapewnia łatwość użycia oraz wyklucza pojawianie się pęcherzyków powietrza.

Charakterystyka:

- proporcja mieszania 1:1
- twardość końcowa 95 Shore 'A
- tiksotropowość
- kolor błękitny

Zalety:

- bardzo twarda i łatwa w obróbce
- szybkowiążąca: jedynie 60" w jamie ustnej
- płynna - dla uniknięcia przemieszczeń w czasie ustalania położenia żuchwy
- stabilność - zmiana wymiarów po 24 h - 0,05%
- wysoka precyzja kęsków zwarciovych, w punktach zwarcia grubość wycisku jest równa zero
- możliwość długotrwałego przechowywania kęsków

Dostępne opakowanie: 2 x 50 ml, large mixing tips 12 szt.