

Link do produktu: <https://higienadent.com/oliorange-plyn-czyszczacy-na-bazie-olejku-pomarańczowego-500ml-p-2825.html>



Olorange płyn czyszczący na bazie olejku pomarańczowego 500ml

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	OLIDENT

Opis produktu

Olorange uniwersalny płyn czyszczący na bazie olejku pomarańczowego. Skuteczny i naturalny środek do usuwania resztek klejów, cementów dentystycznych oraz innych trudnych zabrudzeń w gabinetach stomatologicznych. Dzięki zawartości olejku pomarańczowego jest nie tylko efektywny, ale także delikatny dla powierzchni i przyjemny w użyciu.

Możliwe zastosowania:

- usuwa silikony, alginaty, pasty na bazie tlenku cynku i eugenolu oraz krew z większości materiałów,
- czyszczenie wyrobów ze stali szlachetnej (V2A) bez pozostawiania plam,
- czyszczenie łożek wyciskowych,
- jako odświeżacz powietrza.

Opakowanie: 500ml.