

Link do produktu: <https://higienadent.com/opharm-maseczki-medyczne-trojwarstwowe-typ-iir-50szt-p-1991.html>



Opharm maseczki medyczne trójwarstwowe typ IIR / 50szt.

Cena	8,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SANI-DM-09
Producent	Opharm

Opis produktu

Opharm jednorazowe maseczki medyczne trójwarstwowe typu IIR. Wyprodukowane w Polsce.

Maski chirurgiczne 3 warstwowe z wysokiej jakości materiału filtrującego z włókniny o silnym efekcie ochronnym, są jednocześnie wygodne i oddychające. Ta lekka, miękka włóknina jest bezwonna i delikatna dla skóry. Dzięki elastycznemu metalowemu usztywnieniu na poziomie nosa maska dopasowuje się do kształtu twarzy. Miękka i elastyczna gumka na ucho zapewnia komfort noszenia.

Maski OPHARM są wykonane z myślą o bezpieczeństwie i najwyższych standardach produkcji.

Materiały zastosowane do produkcji są produkowane w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość, swobodę oddychania oraz doskonałą ochronę przeciw wirusami i bakteriami na poziomie BFE > 98%.

Produkt medyczny zgodny z normą EN:14683:2019.

Posiada europejskie badania Intertek oraz deklaracje zgodności CE z dyrektywą wyrobów medycznych 93/42/EEC.



Filtracja BFE >98%



Odporność na zachłapania

Opakowanie: 50szt. w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: brzoskwiniowy , burgund , czarny , fiolet , granat , limonka , niebieski , pomarańcz , różowy , zielony , żółty