

Link do produktu: <https://higienadent.com/optragate-rozwieracz-jamy-ustnej-80-szt-junior-p-1966.html>



## Optragate rozwieracz jamy ustnej 80 szt. / junior

Cena	<b>600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000249</b>
Producent	<b>Ivoclar Vivadent</b>

### Opis produktu

**OptraGate jednorazowy rozwieracz jamy ustnej, zapewnia wygodny dostęp do jamy ustnej i w ten sposób ułatwia i przyspiesza pracę podczas leczenia stomatologicznego.** Odsuwając policzki i wargi pacjenta czyni pracę bardziej komfortową, zapewniając przy tym także względną suchość pola operacyjnego.

OptraGate jest wygodny dla pacjenta nawet podczas długich zabiegów, dzięki elastyczności w trzech wymiarach. W większości przypadków OptraGate zapewnia dobry dostęp zarówno do zębów przednich jak i bocznych. Odsuwając wargi i policzki jednocześnie je chroni. Nie utrudnia przy tym ruchów żuchwy.

OptraGate nie zawiera lateksu i może być stosowany u pacjentów uczulonych na lateks. Może być łatwo zakładany i zdejmowany przez jedną osobę bez pomocy asysty.

OptraGate jest dostępny w rozmiarach: Junior, Regular, Small, Assortment (40x regular + 40x small).

Opakowanie: 80szt.