

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:45

Link do produktu: <https://higienadent.com/orbis-kalka-occlusions-spray-plus-75ml-p-2375.html>



Orbis Kalka Occlusions Spray Plus 75ml

Cena	29,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00066
Producent	ORBIS

Opis produktu

Kalka Occlusions Spray Plus - uniwersalny, barwny indyktor do kontroli okluzyjnych punktów kontaktowych i dokładności dopasowania koron i mostów. Łatwo się aplikuje, na powierzchni tworzy ciekłą warstwę barwnika, którą można usunąć wodą.

Opakowanie: spray 75 ml