

Link do produktu: <https://higienadent.com/orbis-piasek-do-usuwania-kamienia-nazebnego-300g-p-1814.html>



Orbis piasek do usuwania kamienia nazębnego 300g

Cena	97,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000066
Producent	ORBIS

Opis produktu

Orbis piasek do usuwania kamienia nazębnego, nadaje się do piaskowania we wszystkich piaskarkach stomatologicznych.

Właściwości:

- Doskonale usuwa kamień, płytkę nazębną i przebrawienia
- Nadaje się do czyszczenia aparatów ortodontycznych
- Zawiera wodorowęglan sodu
- Średnica ziaren to 60-65 mikrometrów
- Dostępny w kilku smakach: wiśnia, mięta, cytryna, classic.

Opakowanie: 300g piasku w wybranym smaku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak: cytryna , mięta , neutralny , wiśnia