

Link do produktu: <https://higienadent.com/orimed-berteny-kleszcze-ekstrakcyjne-dla-dzieci-zestaw-7szt-p-3183.html>



Orimed Berteny kleszcze ekstrakcyjne dla dzieci zestaw 7szt.

Cena	879,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Orimed

Opis produktu

Orimed Berteny kleszcze ekstrakcyjne, dla dzieci. Wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, odporne na korozję.

Zestaw zawiera 7 szt. kleszczy Bertena:

- ORI-A196 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 560 - Do zębów mlecznych, górne siekacze (kleszcze proste).
- ORI-A197 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 561 - Do zębów mlecznych, górne siekacze (kleszcze wygięte).
- ORI-A198 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 563 - Do zębów mlecznych, górne trzonowce.
- ORI-A199 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 562 - Do zębów mlecznych, górne korzenie.
- ORI-A200 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG.565 - Do zębów mlecznych, dolne siekacze.
- ORI-A201 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG.566 - Do zębów mlecznych, dolne trzonowce.
- ORI-A202 KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 567 - Do zębów mlecznych, dolne korzenie.