
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:32

Link do produktu: <https://higienadent.com/orimed-kleszcze-dystalne-do-ciecia-1szt-p-3412.html>

Orimed kleszcze dystalne do cięcia 1szt.



Cena	230,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Orimed

Opis produktu

Orimed kleszcze proste TC 005TC dystalne do cięcia drutu, ligatur. Szczęka kleszczy zaprojektowana tak, aby jednocześnie zatrzymywać odcięty drut.

Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, odporne na korozję.

Długość: 12cm

Opakowanie: kleszcze dystalne TC 005TC 1szt.