

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:57

Link do produktu: <https://higienadent.com/orimed-kleszcze-kramponowe-rekinki-1szt-p-3405.html>



Orimed kleszcze kramponowe Rekinki 1szt.

Cena	77,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Orimed

Opis produktu

Orimed kleszcze kramponowe tzw. "rekinki", standardowe, uniwersalne. Do cięcia i doginania drutu podczas różnego rodzaju prac w stomatologii, protetyce i ortodoncji.

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję, z możliwością sterylizacji.

Długość 16cm.

Opakowanie: 1szt.