

Link do produktu: <https://higienadent.com/osteobiol-gen-os-biomaterial-do-odbudowy-kosci-0-5g-p-2880.html>



## OsteoBiol Gen-Os biomateriał do odbudowy kości 0,5g

Cena	<b>314,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>

### Opis produktu

**OsteoBiol Gen-Os biomateriał, naturalna replika kości w granulacie. Mieszanka kości korowo-gąbczastej heterologicznej.**

Produkt opracowany przy wykorzystaniu najnowszej biotechnologii Tecnos. Produkt biokompatybilny, biodostępny. Gen-Os jest stopniowo wchłaniany (czas wchłaniania około 4-5 miesięcy) i zapewnia wsparcie dla nowej formacji, zachowując kształt i objętość przeszczepu. Zawartość kolagenu w mieszance ułatwia krzepnięcie krwi oraz późniejszą inwazję komórek naprawczych i regeneracyjnych. Lekko radioprzezuszczalne granulki.

#### Wskazania kliniczne:

- SINUS LIFT Z DOSTĘPU BOCZNEGO - podniesienie dna zatoki szczękowej
- DEHISCENCJE I FENESTRACJE - ubytki okołowszczepowe
- REGENERACJA PRZYŻĘBIA - defekty kostne
- SINUS LIFT METODĄ ZAMKNIĘTĄ - technika osteotomowa
- POZIOMA AUGMENTACJA - defekty dwuścienne
- REGENERACJA WYROSTKA - zachowanie wyrostka zębodołowego

**Opakowanie:** 0,5g.