

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-3m-espe-filtek-z250-strzykawka-4g-universalny-material-do-wypelnien-p-924.html>



## OUTLET 3M ESPE Filtek Z250 strzykawka 4g - uniwersalny materiał do wypełnień

Cena	<b>145,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>6020A1</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

**Uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Z250** z niezawodną technologią od 3M ESPE został sprawdzony miliony razy. Idealnie dopasowany do wypełnień z w zębach przednich i bocznych w technice z jedną przeziernością.

### Wskazania

- Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim i bocznym
- Pośrednie wkłady, nakłady i licówki
- technika kanapkowa
- Odbudowa zrębu korony
- Odbudowa guzków
- Szynowanie

### Zalety produktu

- Długoczasowe doświadczenie kliniczne
- łąwy do kształtowania i praktycznie nie lepący się do narzędzi
- Opatentowany wypełniacz: tlenek cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast w promieniach RTG

Opakowanie: strzykawka w wybranym kolorze, 4g.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** A1 , A2 , A3 , A3,5 , A4 , B3 , C2 , D3 , UD