

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-3m-espe-ketac-cem-radiopaque-cement-szklo-jonomerowy-33g-12ml-p-3486.html>



OUTLET 3M ESPE Ketac Cem Radiopaque cement szkło-jonomerowy 33g + 12ml

Cena	184,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	37230
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Ketac Cem Radiopaque - ręcznie mieszany cement szkło-jonomerowy do osadzania uzupełnień protetycznych. Materiał biokompatybilny, uwalniający fluor, chemicznie przywierający do zębiny i szkliwa, widoczny na zdjęciach RTG.

Zastosowanie:

- podkłady,
- osadzanie metalowych, metalowo/porcelanowych lub licowanych kompozytem wkładów, nakładów, koron i mostów,
- osadzanie wkładów, nakładów, koron i mostów wykonanych z materiałów kompozytowych lub porcelany pod warunkiem, że wymienione materiały nadają się do tradycyjnego cementowania,
- osadzanie ćwieków i śrub; jeżeli nadają się do do tradycyjnego cementowania,
- cementowanie pierścieni ortodontycznych

Zestaw zawiera: Ketac Cem Radiopaque proszek 1x 33g, płyn 1x 12ml.

OUTLET: opakowanie zastępcze.