

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-arkona-lak-szczelinowy-1g-p-1642.html>

OUTLET ARKONA lak szczelinowy 1g



Cena	30,30 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Arkona

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Lak szczelinowy jest przeziernym, nanohybrydowym kompozytem do uszczelniania bruzd, utwardzalnym światłem widzialnym. Stosuje się go w ramach zabiegu lakowania zębów mlecznych oraz stałych. Jest dostępny w opakowaniach 1 g.